

Formule approuvée par les Kinés.

GEL LUBRIFIANT HYDROSOLUBLE DISPOSITIF MEDICAL CE

- Dispositif Medical CE
- Gel Hydrosoluble
- 95,5% ingrédients d'origine naturelle
- Sans parfum
- Haute viscosité, confort maximal
- Parfaite conductibilité
- pH neutre
- Ne colle pas, ne tache pas, n'encrasse pas le matériel

PRESENTATION

Flacon Airless 250 ml.

QUALITES TECHNIQUES

Gel hydrosoluble, haute viscosité pour un confort maximal, adapté aux utilisations prolongées, à parfaite conductibilité pour améliorer les biofeedbacks, pH neutre. Ne tache pas, ne colle pas, n'encrasse pas le matériel.

APPLICATIONS

Dispositif médical pour lubrification indiqué pour tous les actes de stimulation endocavitaire : endoscopie, rééducation périnéale ou uro-gynécologique. Convient à l'utilisation de sondes, endoscopes, canules, anuscopes, spéculums, instrumentation, gants et doigts latex.

INGREDIENTS

AQUA, GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, BENZYL ALCOHOL, CARBOMER, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL GLYCOL, DECYLENE GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE.

Neutre, hydrosoluble, non gras, sans paraben, sans colorant, respecte le pH des muqueuses.

Gencod : 3700225630491



NEUTRE



110522V5

